

检测报告

报告编号： 260522-06-01

共 1 页，第 1 页

| | | | |
|--------|-----------------|------|----------------|
| 样品编号 | 260522-06-01 | 样品规格 | 40 支/盒 |
| 样品名称 | 三糖铁生化鉴别管 | 样品货号 | DJ104 |
| 样品批号 | 260522 | 检测日期 | 2026.5.25-5.26 |
| 检测参考依据 | GB 4789.28-2024 | | |

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

| 检测结果 | | | | | | |
|--------|-------|------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 基本要求 | 检测项目 | | 结果 | | 参考范围 | |
| | 外观 | | 橘红色琼脂，质地均匀，无水珠和气泡； 厚度均匀 | | 质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀 | |
| | 凝胶强度 | | 适中 | | 软硬适中 | |
| | pH 值 | | 7.38 | | 7.4±0.2 | |
| | 微生物污染 | | 无杂菌生长 | | 无污染 | |
| 微生物学要求 | 功能学分类 | 质控指标 | 培养条件 | 质控菌株 | 结果 | 评定标准 |
| | 鉴定 | 生化特性 | 36℃±1℃ 24h±2h | 大肠埃希氏菌 ATCC 25922 | 生长良好，斜面与 底部均变黄，产气 | 生长良好，A/A，产气； 不产硫化氢 |
| | | | | 肠沙门氏菌肠亚种 CMCC(B) 50335 | 生长良好，底部变 黄，斜面表面变黑 | 生长良好，K/A；产气； 产硫化氢 ^a |
| | | | | 福氏志贺氏菌 CMCC(B) 51572 | 生长良好，底部变 黄，斜面不变色 | 生长良好，K/A，不产 气；不产硫化氢 |
| | | | | 铜绿假单胞菌 ATCC 27853 | 生长良好，斜面与 底部均不变色 | 生长良好，K/K，不产 气；不产硫化氢 |
| | ----- | | | | | |
| 以下为空白 | | | | | | |

检验： 260522
日期： 2026.5.26

