

检测报告

报告编号：260227-04-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260227-04-01	样品规格	10 袋/盒
样品名称	缓冲蛋白胨水（BPW）	产品货号	SD-001
产品批号	260227	检测日期	2026.2.27-2.28
检测依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		淡黄色透明液体		淡黄色透明液体		
	分装量		225.0ml		225ml±1ml		
	pH 值		7.19		7.2±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无杂菌		
微生物学要求	功能学分类	质控指标/方法	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	非选择性增菌	生长率	36℃±1℃	肠沙门氏菌肠亚种	浑浊	浑浊度 2	—
		-----	8h~18h	鼠伤寒血清型			
		-----	ATCC 14028	-----			
以下为空白							

检验：Y 伟伟  
日期：2026. 2.28

无锡市赛微微生物技术有限公司检测中心  
复核：曾移河  
检测专用章  
日期：2026. 2.28