

检测报告

报告编号：260321-03-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260321-03-01	样品规格	10 袋/盒
样品名称	缓冲蛋白胨水（BPW）	产品货号	SD001A
产品批号	260321	检测日期	2026.3.22-3.23
检测依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测仅适用于收到的样品

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		淡黄色透明液体		淡黄色透明液体		
	分装量		900ml		900ml±1ml		
	pH 值		7.15		7.2±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无杂菌		
微生物学要求	功能学分类	质控指标/方法	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	非选择性增菌	生长率	36℃±1℃ 8h~18h	肠沙门氏菌肠亚种 鼠伤寒血清型 ATCC 14028	浑浊	浑浊度 2	—
以下为空白							

检验：T伟伟  
日期：2026.3.23

