

## 检测报告

报告编号: 211027-01-01

共 1 页, 第 1 页

样品编号	211027-04-01	样品规格	20 支/盒
样品名称	0.85%生理盐水	样品货号	SD-007C
样品批号	211027	检测日期	2021.10.28-10.29
检验参考依据	GB 4789.28-2013		

声明: 根据客户要求完成检测结果, 检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本 要求	检测项目		结果			参考范围	
		外观	无色透明液体			无色透明液体	
		分装量	10mL			10mL ± 0.1mL	
		pH 值	—			—	
		微生物污染	无杂菌生长			无污染	
微生物 学要求	功能学 分类	质控 指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
		生长率		大肠埃希氏菌 ATCC25922	3.6%	接种前后菌 落数变化在	—
	悬浮培 养基	-----	20 °C ± 25 °C 45min	金黄色葡萄球菌 ATCC6538 ----- 以下为空白	-2.2%	± 50%	

检测: 孙超

日期: 2021.10.29

