

检测报告

报告编号：260427-05-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260427-05-01	样品规格	10 袋/盒
样品名称	0.85%生理盐水	样品货号	SD-007F
样品批号	260427	检测日期	2026.4.28-4.29
检验参考依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		无色透明液体		无色透明液体		
	分装量		225.2mL		225mL±5mL		
	pH 值		—		—		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	悬浮培养基	生长率	20℃—25℃ 45min	大肠埃希氏菌 ATCC25922	-19.3%	接种前后菌 落数变化在 ±50%	—
				金黄色葡萄球菌 ATCC6538	12.1%		
				以下为空白			

检测： 7.11.11

日期： 2026.4.29

复核： 11.11.11

日期： 11.11.11

无锡市赛微生物技术有限公司检测中心