

检测报告

报告编号: 260530-01-01

共 1 页, 第 1 页

样品编号	260530-01-01	样品规格	20 支/盒
样品名称	四硫磺酸盐煌绿增菌液 (TTB)	样品货号	SD-008C
样品批号	260530	检测日期	2026.6.1-6.3
检测依据	GB 4789.28-2024、《中国药典》(2025 版) 四部 通则 0631		

声明: 根据客户要求完成检测结果, 检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		蓝绿色液体, 有白色沉淀		蓝绿色液体, 有白色沉淀		
	分装量		10mL		10mL±0.1mL		
	pH 值		7.57		7.6±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选择性增菌	生长率	42℃±1℃ 18h~24h	肠沙门氏菌肠亚种	多不可计	在 XLD 上 >10CFU	菌落无色半透明, 有黑心
				鼠伤寒血清型			
				ATCC14028			
				大肠埃希氏菌			
				ATCC25922			
	选择性	选择性		粪肠球菌	0	在 TSA 上 <100CFU	—
				ATCC29212			
				以下为空白			

检验: 王伟伟

日期: 2026.6.3

复核:

日期:

检测专用章