

检测报告

报告编号：260511-06-01

样品编号	260511-06-01	样品规格	10 袋/盒
样品名称	改良 EC 肉汤 (mEC+n)	样品货号	SD-010
样品批号	260511	检测日期	2026.5.12-5.14
检测依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		淡黄色液体，澄清透明		淡黄色液体，澄清透明		
	分装量		226mL		225mL±1mL		
	pH 值		6.96		6.9±0.1		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选择性增菌	生长率	36℃±1℃ 18h~24h	大肠埃希氏菌 0157: H7 CMCC(B) 44939	多不可计	在 CT-SMAC 上>10CFU	菌落无色，中心 灰褐色
		选择性		粪肠球菌 ATCC 29212	0	在 TSA 上< 100CFU	—
		-----					
	以下为空白						

检验： 于伟伟  
日期： 2026.5.14

