

检测报告

报告编号：260530-03-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260530-03-01	样品规格	10 袋/盒
样品名称	改良 EC 肉汤（mEC+n）	样品货号	SD-010
样品批号	260530	检测日期	2026.6.2-6.4
检测依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		淡黄色液体，澄清透明		淡黄色液体，澄清透明		
	分装量		226mL		225mL±1mL		
	pH 值		6.88		6.9±0.1		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
		生长率		大肠埃希氏菌 0157: H7 CMCC(B) 44939	多不可计	在 CT-SMAC 上>10CFU	菌落无色，中心 灰褐色
	选择性 增菌	选择性	36℃±1℃ 18h~24h	粪肠球菌 ATCC 29212	0	在 TSA 上< 100CFU	—

	以下为空白						

检验： 王伟伟
日期： 2026.6.4

