

检测报告

报告编号: 260509-02-01

共 1 页, 第 1 页

样品编号	260509-02-01	样品规格	20 支/盒
样品名称	RVS 肉汤	样品货号	SD-024C
样品批号	260509	检测日期	2026.5.13-5.15
检测依据	GB4789.28-2024		

声明: 根据客户要求完成检测结果, 检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		蓝色液体，澄清透明		蓝色液体，澄清透明		
	分装量		10mL		10mL±0.1mL		
	pH 值		5.26		5.2±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选择性增菌	生长率	42°C±1°C 24h	肠沙门氏菌肠亚种鼠伤寒血清型 ATCC 14028	>10CFU	在 XLD 上 >10CFU	菌落无色半透明，有黑心
		选择性		大肠埃希氏菌 ATCC 25922	0	在 TSA 上 <100CFU	—
				粪肠球菌 ATCC 29212	0		

以下为空白							

检验: 7伟伟
日期: 2026.5.15

