

检测报告

报告编号: 260603-02-01

共 1 页, 第 1 页

|      |                     |      |              |
|------|---------------------|------|--------------|
| 样品编号 | 260603-02-01        | 样品规格 | 10 袋/盒       |
| 样品名称 | Half Fraser 肉汤 /FB1 | 样品货号 | SD-027       |
| 样品批号 | 260603              | 检测日期 | 2026.6.3-6.5 |
| 检测依据 | SN/T 0184.3-2008    |      |              |

声明: 根据客户要求完成检测结果, 检测结果仅适用于收到的样品。

| 检测结果   |       |      |                   |                           |               |           |      |
|--------|-------|------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------|------|
| 基本要求   | 检测项目  |      | 结果                |                           | 参考范围          |           |      |
|        | 外观    |      | 淡黄色液体, 有淡紫色荧光     |                           | 淡黄色液体, 有淡紫色荧光 |           |      |
|        | 分装量   |      | 225.1mL           |                           | 225mL±5mL     |           |      |
|        | pH 值  |      | 7.23              |                           | 7.2±0.2       |           |      |
|        | 微生物污染 |      | 无杂菌生长             |                           | 无污染           |           |      |
| 微生物学要求 | 功能学分类 | 质控指标 | 培养条件              | 质控菌株                      | 结果            | 评定标准      | 特征反应 |
|        | 选择性增菌 | 选择性  | 30℃±1℃<br>24h-48h | 单核细胞增生李斯特氏菌<br>ATCC 19115 | 培养基变黑         | 培养基变黑     | —    |
|        |       |      |                   | 大肠埃希氏菌<br>ATCC 25922      | 0             | 在 TSA 上 < | —    |
|        |       |      |                   | 粪肠球菌<br>ATCC 29212        | 11            | 100 CFU   | —    |
|        |       |      |                   | 以下为空白                     |               |           |      |

检验: 贾梦明  
日期: 2026.6.5

复核: 杨伟伟  
日期: 2026.6.5  
