

检测报告

报告编号：260508-03-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260508-03-01	样品规格	20 支/盒
样品名称	改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤—万古霉素	样品货号	SD-029
样品批号	260508	检测日期	2026.5.9-5.11
检测依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		淡黄色液体，澄清透明		淡黄色液体，澄清透明		
	分装量		10mL		10mL±0.1mL		
	pH 值		6.88		6.8±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选择性增菌	生长率	44℃±0.5℃ 24h±2h	阪崎克罗诺杆菌 ATCC 29544	> 10 CFU	在阪崎肠杆菌 显色培养基上 > 10 CFU	蓝绿色菌落
		选择性		粪肠球菌 ATCC 29212	0	在 TSA 上<100 CFU	—
		-----		以下为空白			

检验： 9 伟伟

日期： 2026.5.11

