

检测报告

报告编号：260324-03-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260324-03-01	样品规格	20 支/盒
样品名称	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST）	样品货号	SD-036B
样品批号	260324	检测日期	2026.3.24-3.26
检测依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果					
基本要求	检测项目		结果		参考范围
	外观		淡黄色液体，澄清透明		淡黄色液体，澄清透明
	分装量		10mL		10mL±0.1mL
	pH 值		6.89		6.8±0.2
	微生物污染		无杂菌生长		无污染
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果
	选择性液体计数	生长率	36℃±1℃ 24h~48h	大肠埃希氏菌 ATCC 25922	浊度 2，且气体充满管内 1/3
		弗氏柠檬酸杆菌 CMCC（B）48098			
		粪肠球菌 ATCC 29212			
	选择性		浑浊度 0（不生长）		
	-----		-----		
以下为空白					

检验： 仝伟伟

日期： 2026.3.26

复核： 宣彬

日期： 检测专用章