

检测报告

报告编号：260319-03-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260319-03-01	样品规格	20 支/盒
样品名称	煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）-单料	样品货号	SD037C
样品批号	260319	检测日期	2026.3.24-3.26
检测依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果					
基本要求	检测项目		结果		参考范围
	外观		绿色液体，澄清透明		绿色液体，澄清透明
	分装量		10mL		10mL ± 0.1mL
	pH 值		7.10		7.2 ± 0.1
	微生物污染		无杂菌生长		无污染
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果
	选择性液体计数	选择性	36°C ± 1°C 48h ± 2h	弗氏柠檬酸杆菌 ATCC 43862	浊度 2，且气体充满管内 1/3
				大肠埃希氏菌 ATCC 25922	浊度 2，且气体充满管内 1/3
				粪肠球菌 ATCC 29212	不生长
				以下为空白	

检验：个伟伟  
日期：2026.3.26

