

检测报告

报告编号： 260522-07-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260522-07-01	样品规格	40 支/盒
样品名称	营养琼脂斜面	样品货号	SD205
样品批号	260522	检测日期	2026.5.25-5.26
检测参考依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		淡黄色琼脂，质地均匀，无水珠和气泡； 厚度均匀		质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀		
	凝胶强度		适中		软硬适中		
	pH 值		7.38		7.3±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	非选择 性分离	生化特性	36℃ ± 1℃ 24h	金黄色葡萄球菌 ATCC6538	生长良好	—	金黄色菌落
				枯草芽孢杆菌 ATCC6633	生长良好	—	乳白色菌落
				大肠埃希氏菌 ATCC 25922	生长良好	—	乳白色菌落，湿润 扁平
				以下为空白			

检验：

Y伟伟

日期：

2026.5.26

