

检测报告

报告编号：260530-04-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260530-04-01	样品规格	100mL/瓶
样品名称	碘液	样品货号	SD-206
样品批号	260530	检测日期	2026.6.1-6.3
检测依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。  
样品按要求配置成培养基后进行微生物学测试

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		棕色液体		棕色液体		
	分装量		100mL		100mL±5mL		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
		生长率		肠沙门氏菌肠亚种 鼠伤寒血清型 ATCC 14028	多不可计	在 XLD 上 >10 CFU	菌落无色半透明， 有黑心
	选择性 增菌		42℃±1℃ 18h~24h	大肠埃希氏菌 ATCC 25922	0		
		选择性		粪肠球菌 ATCC 29212	0	在 TSA 上 <100 CFU	—
	以下为空白						

检验：陈伟

日期：2026.6.3

复核：陈伟  
日期：2026.6.3  
无锡市赛微生物技术有限公司检测中心  
检测专用章