

检测报告

报告编号：260530-04-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260530-04-01	样品规格	20 支/盒
样品名称	0.1%煌绿	样品货号	SD-207
样品批号	260530	检测日期	2026.6.1-6.3
检测依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。
样品按要求配置成培养基后进行微生物学测试

检测结果							
基本 要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		蓝绿色液体		蓝绿色液体		
	分装量		101mL		100mL±5mL		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
微生物 学要求	功能学 分类	质控 指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
		生长率		肠沙门氏菌肠亚种 鼠伤寒血清型 ATCC 14028	多不可计	在 XLD 上 >10CFU	菌落无色半透明， 有黑心
	选择性 增菌	选择性	42℃±1℃ 18h~24h	大肠埃希氏菌 ATCC 25922	0	在 TSA 上 <100CFU	—
				粪肠球菌 ATCC 29212	0		
	以下为空白						

检验： 于伟伟
日期： 2026.6.3

