

检测报告

报告编号: 220117-03-01

共 1 页, 第 1 页

样品编号	220117-03-01	样品规格	500ml/瓶
样品名称	PH 7.0 氯化钠-蛋白胨缓冲液	样品货号	SD-301A
样品批号	220117	检测日期	2022.1.18-1.21
检验参考依据	《中国药典》 2015 版		

声明: 根据客户要求完成检测结果, 检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果												
基本要求	检测项目		结果		参考范围							
	外观		无色透明液体		无色透明液体							
	分装量		500mL		500mL ± 5mL							
	pH 值		7.0		7.0							
	微生物污染		无杂菌生长		无污染							
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应					
	悬浮培养基	生长率	20 °C ± 25 °C 45min	大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102	+1.3%	接种前后菌 落数变化在 ±50%	—					
				金黄色葡萄球菌 CMCC (B) 26003	2.9%							
				枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63501	-3.2%							
				铜绿假单胞菌 CMCC (B) 10104	3.3%							
				白色念珠菌 CMCC (F) 98001	-2.4%							
				黑曲霉 CMCC (F) 98003	-2.1%							
				生孢梭菌 CMCC(B) 64941	-4.3%							
				----- 以下为空白								

检验: 孙超

日期: 2022.1.21

