

检测报告

报告编号：260522-04-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260522-04-01	样品规格	400ml/瓶
样品名称	PH 7.0 氯化钠-蛋白胨缓冲液	样品货号	SD-301B
样品批号	260522	检测日期	2026.5.25-5.26
检验参考依据	《中国药典》 2025 版		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		无色透明液体		无色透明液体		
	分装量		500mL		500mL±5mL		
	pH 值		7.0		7.0		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	悬浮培养基	生长率	20℃-25℃ 45min	金黄色葡萄球菌 CMCC（B）26003	6.5%	接种前后 菌落数变化在± 50%	—
				枯草芽孢杆菌 ATCC 6633	-5.2%		
				铜绿假单胞菌 CMCC（B）10104	17.3%		
				白色念珠菌 CMCC（F）98001	23.6%		
				黑曲霉 ATCC 16404	-18.2%		
				生孢梭菌 CMCC（B）64941	-11.6%		
				-----			
				以下为空白			

检验：913176  
日期：2026.5.26

