

检测报告

报告编号：260522-03-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260522-03-01	样品规格	200mL/瓶
样品名称	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）	样品货号	SD-303B
样品批号	260522	检测日期	2026.5.25-5.26
检测依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果					
基本 要求	检测项目		结果		参考范围
	外观		淡黄色液体，澄清透明		淡黄色液体，澄清透明
	分装量		200mL		500mL±5mL
	pH 值		7.35		7.3±0.2
	微生物污染		无杂菌生长		无污染
微生物 学要求	功能学 分类	质控 指标	培养条件	质控菌株	结果
				大肠埃希氏菌 ATCC25922	
		生长率		金黄色葡萄球菌 ATCC6538	浑浊度 2 或有菌成片块状生长
	非选择 性增菌		36℃±1℃ 18~24h	枯草芽孢杆菌 ATCC6633	
	-----			以下为空白	-----

检验：Y 伟伟

日期：2026.5.26

复核：张树明

日期：2026.5.26

检测专用章