

检测报告

报告编号: 211111-02-01

共 1 页, 第 1 页

| | | | |
|------|-----------------|------|------------------|
| 样品编号 | 211111-02-01 | 样品规格 | 400mL/瓶 |
| 样品名称 | VRBA 琼脂 | 样品货号 | SD-305 |
| 样品批号 | 211111 | 检测日期 | 2021.11.16-11.17 |
| 检验依据 | GB 4789.28-2013 | | |

声明: 根据客户要求完成检测结果, 检测结果只对来样负责

| 检测项目 | | 检测结果 | | 参考范围 | | | |
|----------|-------|--------------------|--------------|----------------------|------|----------|------------|
| | | 结果 | | | | | |
| 基本 要求 | 外观 | 紫红色, 质地均匀, 无水珠和气泡; | | 质地均匀、湿润, 无水珠、气泡; | | | |
| | 分装量 | 400mL | | 400mL ± 10mL | | | |
| | 凝胶强度 | 适中 | | 软硬适中 | | | |
| | pH 值 | 7.30 | | 7.4 ± 0.1 | | | |
| 微生物污染 | 无杂菌生长 | | 无污染 | | | | |
| 微生物学要求 | 功能学分类 | 质控指标 | 培养条件 | 质控菌株 | 结果 | 评定标准 | 特征反应 |
| | 选择性 | 生长率 | 36 °C ± 1 °C | 大肠杆菌 ATCC25922 | 0.88 | PR ≥ 0.7 | 有沉淀环的紫红色菌落 |
| | 计数 | 选择性 | 18h~24h | 弗氏柠檬酸杆菌 ATCC43864 | 0.88 | PR ≥ 0.7 | 有沉淀环的紫红色菌落 |
| | | | | 粪肠球菌 ATCC29212 | 0 | G < 5 | — |
| | | | | 以下为空白 | | | |

检验: 孔超

日期: 2021.11.17

