

# 检测报告

报告编号: 220119-02-01

共 1 页, 第 1 页

样品编号	220119-02-01	样品规格	400mL/瓶
样品名称	VRBA 琼脂	样品货号	SD-305
样品批号	220119	检测日期	2022.1.20-1.21
检验依据	GB 4789.28-2013		

声明: 根据客户要求完成检测结果, 检测结果只对来样负责

检测项目	检测结果		参考范围				
	结果	结果					
外观	紫红色, 质地均匀, 无水珠和气泡;	质地均匀、湿润, 无水珠、气泡;					
分装量	400mL	400mL±10mL					
凝胶强度	适中	软硬适中					
pH 值	7.37	7.4±0.1					
微生物污染	无杂菌生长	无污染					
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
				大肠杆菌 ATCC25922	0.89	PR≥0.7	有沉淀环的紫红色菌落
	选择性生长率 计数		36℃±1℃ 18h~24h	弗氏柠檬酸杆菌 ATCC43864	0.88	PR≥0.7	有沉淀环的紫红色菌落
	选择性			粪肠球菌 ATCC29212	0	G<5	—
				以下为空白			

检验: 孙超

日期: 2022.1.21

