

检测报告

报告编号：260522-02-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260522-02-01	样品规格	200mL/瓶
样品名称	硫乙醇酸盐流体培养基（FTM）	样品货号	SD-305B
样品批号	260522	检测日期	2026.5.25-5.26
检测依据	《中国药典》 2025 版；GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果					
基本要求	检测项目		结果		参考范围
	外观		淡黄色液体，澄清透明		淡黄色液体，澄清透明
	分装量		200mL		200mL±5mL
	pH 值		7.09		7.1±0.2
	微生物污染		无杂菌生长		无污染
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果
	非选择性增菌	生长率	36℃±1℃ 18h~24h	金黄色葡萄球菌 ATCC 26003	在试管呈颗粒生长
				枯草芽孢杆菌 ATCC 6633	在试管表层生长，浑浊
				铜绿假单胞菌 CMCC（B）10104	在试管表层生长，浑浊
				生孢梭菌 CMCC（B）64941	在试管氧化层以下呈条状生长
				以下为空白	

检验： 邵伟
日期： 2026.5.26

复核： 邵伟
日期： 检测专用章