

## 检测报告

报告编号：231029-01-01

共1页，第1页

|      |   |      |                  |
|------|---|------|------------------|
| 样品编号 | 231029-01-01  | 样品规格 | 10 盒/包           |
| 样品名称 | 血琼脂平板   | 样品货号 | SP001            |
| 样品批号 | 231029  | 检测日期 | 2023.10.30-10.31 |
| 检测依据 | GB 419789.28-2013、GB 4789.30-2016、GB 4789.11-2014、YY/T 1239-2014、《中国药典》（2020 版）四部 通则 0631 |      |                  |

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

| 检测结果       |           |                                   |                     |                                       |         |                         |
|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------|-------------------------|
| 基本<br>要求   | 检测项目      |                                   | 结果                  |                                       | 参考范围    |                         |
|            | 外观        | 鲜红色平板，质地均匀，无水珠和气泡；厚度均匀；平板表面平整，光滑； |                     | 质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。 |         |                         |
|            | 琼脂厚度      | 3.15mm                            |                     |                                       | 大于 3mm  |                         |
|            | 凝胶强度      | 适中                                |                     |                                       | 软硬适中    |                         |
|            | pH 值      | 7.22                              |                     |                                       | 7.3±0.2 |                         |
|            | 微生物污染     | 无杂菌生长                             |                     |                                       | 无污染     |                         |
| 微生物<br>学要求 | 功能学<br>分类 | 质控指标                              | 培养条件                | 质控菌株                                  | 结果      | 评定标准                    |
|            | 鉴定        | 特异性                               | 36 °C ± 1 °C<br>24h | 金黄色葡萄球菌<br>ATCC6538                   | 符合      | 菌落周围有<br>β 溶血环          |
|            |           |                                   |                     | 蜡样芽孢杆菌<br>CMCC63303                   | 符合      | 菌落周围有<br>β 溶血环          |
|            |           |                                   |                     | β 溶血性链球菌<br>ATCC21059                 | 符合      | 菌落周围有<br>β 溶血环          |
|            |           |                                   |                     | 单核细胞增生李<br>斯特氏菌<br>ATCC19115          | 符合      | 菌落周围有<br>β 溶血环          |
|            |           |                                   |                     | 以下为空白                                 |         | 针尖状小菌落，菌落<br>周围明显 β 溶血环 |

检验：宋梦珂

日期：2023.10.31

复核：宋伟伟

日期：2023.10.31

