

检测报告

报告编号：260507-05-01

共 1 页，第 1 页

| | | | |
|------|-----------------------------------|------|--------------|
| 样品编号 | 260507-05-01 | 样品规格 | 10 皿/包 |
| 样品名称 | 血琼脂平板 | 样品货号 | SP-001 |
| 样品批号 | 260507 | 检测日期 | 2026.5.8-5.9 |
| 检测依据 | GB 4789.28-2024 、 GB 4789.11-2014 | | |

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

| 检测结果 | | | | | | | |
|--------|-------|------|---|---------------------------|---|-----------|-------------------|
| 基本要求 | 检测项目 | | 结果 | | 参考范围 | | |
| | 外观 | | 鲜红色平板，质地均匀，无水珠和气泡； 厚度均匀； 平板表面平整，光滑； | | 质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀； 表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。 | | |
| | 琼脂厚度 | | 3.20mm | | 大于 3mm | | |
| | 凝胶强度 | | 适中 | | 软硬适中 | | |
| | pH 值 | | 7.38 | | 7.3±0.2 | | |
| | 微生物污染 | | 无杂菌生长 | | 无污染 | | |
| 微生物学要求 | 功能学分类 | 质控指标 | 培养条件 | 质控菌株 | 结果 | 评定标准 | 特征反应 |
| | 鉴定 | 特异性 | 36℃±1℃ 24h | 金黄色葡萄球菌 ATCC 6538 | 符合 | 菌落周围有β溶血环 | 金黄色菌落，菌落周围有明显β溶血环 |
| | | | | 蜡样芽孢杆菌 CMCC 63303 | 符合 | 菌落周围有β溶血环 | 灰色大菌落，菌落周围有明显β溶血环 |
| | | | | β溶血性链球菌 ATCC 21059 | 符合 | 菌落周围有β溶血环 | 针尖状小菌落，菌落周围明显β溶血环 |
| | | | | 单核细胞增生李斯特氏菌 ATCC 19115 | 符合 | 菌落周围有β溶血环 | 白色菌落，菌落周围有窄的β溶血环 |
| | | | | 肺炎链球菌 CICC 25030 | 符合 | 菌落周围有α溶血环 | 菌落周围有α溶血环 |
| | ----- | | | | | | |
| | 以下为空白 | | | | | | |

检验： 邵伟伟
日期： 2026.5.9

