

# 检测报告

报告编号: 220113-03-01

共 1 页, 第 1 页

样品编号	220113-03-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	血琼脂平板	样品货号	SP001
样品批号	220113	检测日期	2022.1.14-1.15
检测依据	GB 419789.28-2013 、 GB 4789.30-2016 、 GB 4789.11-2014、 YY/T 1239-2014、 《中国药典》（2015 版）四部 通则 0631		

声明: 根据客户要求完成检测结果, 检测结果仅适用于收到的样品。

## 检测结果

检测项目	结果		参考范围
	外观	鲜红色平板, 质地均匀, 无水珠和气泡; 厚度均匀; 平板表面平整, 光滑;	质地均匀、湿润, 无水珠、气泡; 厚度均匀; 表面平整光滑, 无突起, 凹痕或裂痕。
琼脂厚度	3.11mm	大于 3mm	
凝胶强度	适中	软硬适中	
pH 值	7.17	7.3±0.2	
微生物污染	无杂菌生长	无污染	

  

功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
微生物学要求	鉴定 特异性	36 °C ± 1 °C 24h	金黄色葡萄球菌 ATCC6538	符合	菌落周围有 β 溶血环	金黄色菌落, 菌落周围有明显 β 溶血环
			蜡样芽孢杆菌 CMCC63303	符合	菌落周围有 β 溶血环	灰色大菌落, 菌落周围有明显 β 溶血环
			β 溶血性链球菌 ATCC21059	符合	菌落周围有 β 溶血环	针尖状小菌落, 菌落周围明显 β 溶血环
			单核细胞增生李斯特氏菌 ATCC19115	符合	菌落周围有 β 溶血环	白色菌落, 菌落周围有窄的 β 溶血环
----- 以下为空白						

检验: 孙超

日期: 2022.1.15

