

检测报告

报告编号: 220117-01-01

共 1 页, 第 1 页

样品编号	220117-01-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	血琼脂平板	样品货号	SP001
样品批号	220117	检测日期	2022.1.18-1.19
检测依据	GB 419789.28-2013 、 GB 4789.30-2016 、 GB 4789.11-2014、 YY/T 1239-2014、 《中国药典》(2015 版) 四部 通则 0631		

声明: 根据客户要求完成检测结果, 检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果

基本要求	检测项目		结果		参考范围									
	外观	鲜红色平板, 质地均匀, 无水珠和气泡; 厚度均匀; 平板表面平整, 光滑;	质地均匀、湿润, 无水珠、气泡; 厚度均匀; 表面平整光滑, 无突起, 凹痕或裂痕。	琼脂厚度	3.11mm	大于 3mm	凝胶强度	适中	软硬适中	pH 值	7.13	7.3±0.2	微生物污染	无杂菌生长

微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	鉴定	特异性	36 °C ± 1 °C 24h	金黄色葡萄球菌 ATCC6538	符合	菌落周围有 β 溶血环	金黄色菌落, 菌落周 围有明显 β 溶血环
蜡样芽孢杆菌 CMCC63303				符合	菌落周围有 β 溶血环	灰色大菌落, 菌落周 围有明显 β 溶血环	
β 溶血性链球菌 ATCC21059				符合	菌落周围有 β 溶血环	针尖状小菌落, 菌落 周围明显 β 溶血环	
单核细胞增生李 斯特氏菌 ATCC19115				符合	菌落周围有 β 溶血环	白色菌落, 菌落周围 有窄的 β 溶血环	
----- 以下为空白							

检验: 孙超

日期: 2022.1.19

