

检测报告

报告编号：240401-02-01

共1页，第1页

样品编号	240401-02-01	样品规格	10 盒/包
样品名称	Baird-Park 琼脂平板	样品货号	SP002
样品批号	240401	检测日期	2024.4.1-4.3
检测依据	GB 4789.28-2013、YY/T 1239-2014、《中国药典》（2020 版）四部 通则 0631		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果						
基本 要求	检测项目		结果		参考范围	
	外观		淡黄色平板，质地均匀，无水珠和气泡；厚度均匀；平板表面平整，光滑；		质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。	
	琼脂厚度		3.15mm		大于 3mm	
	凝胶强度		适中		软硬适中	
	pH 值		6.92		7.0±0.2	
	微生物污染		无杂菌生长		无污染	
微生物 学要求	功能学 分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准
		生长率		金黄色葡萄球菌 ATCC 25923	0.97	PR≥0.7
	选择性 计数	特异性	36°C±1°C 48h	表皮葡萄球菌 CMCC (B) 26069	—	菌落黑色凸起，周围有一浑浊带，在其外层有一透明圈
		选择性		大肠埃希氏菌 ATCC 25922	G=0	G≤1
				以下为空白		—
						黑色菌落，无浑浊带和透明圈

检验：蓝梦诗

日期：2024.4.3

复核：陈伟
日期：2024.4.3

检测专用章