

检测报告

报告编号：260429-01-01

共 1 页，第 1 页

| | | | |
|------|---|------|---------------|
| 样品编号 | 260429-01-01 | 样品规格 | 10 皿/包 |
| 样品名称 | Baird-Park 琼脂平板 | 样品货号 | SP-002 |
| 样品批号 | 260429 | 检测日期 | 2026.5.8-5.10 |
| 检测依据 | GB 4789.28-2024、YY/T 1239-2014、《中国药典》（2025 版）四部 通则 0631 | | |

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

| 检测结果 | | | | | | | |
|----------------|--------|-------|---|--------------------------|---|--------|--------------------------|
| 基本要求 | 检测项目 | | 结果 | | 参考范围 | | |
| | 外观 | | 淡黄色平板，质地均匀，无水珠和气泡； 厚度均匀； 平板表面平整，光滑； | | 质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀； 表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。 | | |
| | 琼脂厚度 | | 3.20mm | | 大于 3mm | | |
| | 凝胶强度 | | 适中 | | 软硬适中 | | |
| | pH 值 | | 7.10 | | 7.0±0.2 | | |
| | 微生物污染 | | 无杂菌生长 | | 无污染 | | |
| | 微生物学要求 | 功能学分类 | 质控指标 | 培养条件 | 质控菌株 | 结果 | 评定标准 |
| 选择性计数 | | 生长率 | 36℃±1℃ 24h~48h | 金黄色葡萄球菌 ATCC 25923 | 0.93 | PR≥0.7 | 菌落黑色凸起，周围有一浑浊带，在其外层有一透明圈 |
| | | 特异性 | | 表皮葡萄球菌 CMCC (B) 26069 | — | — | 黑色菌落，无浑浊带和透明圈 |
| | | 选择性 | | 大肠埃希氏菌 ATCC 25922 | G=0 | G≤1 | — |
| ----- 以下为空白 | | | | | | | |

检验： 贾梦珂

日期： 2026.5.10

