

检测报告

报告编号: 220118-01-01

共 1 页, 第 1 页

样品编号	220118-01-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	Baird-Park 琼脂平板	样品货号	SP002
样品批号	220118	检测日期	2022.1.19-1.21
检测依据	GB 4789.28-2013、YY/T 1239-2014、《中国药典》(2020 版) 四部 通则 0631		

声明: 根据客户要求完成检测结果, 检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目	结果		参考范围			
	外观	淡黄色平板, 质地均匀, 无水珠和气泡; 厚度均匀; 平板表面平整, 光滑;		质地均匀、湿润, 无水珠、气泡; 厚度均匀; 表面平整光滑, 无突起, 凹痕或裂痕。			
	琼脂厚度	3.19mm		大于 3mm			
	凝胶强度*	适中		软硬适中			
	pH 值*	7.07		7.0±0.2			
	微生物污染	无杂菌生长		无污染			
备注: 带*项目未纳入 CNAS 认可检测能力范围内。							
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	生长率			金黄色葡萄球菌	0.88	PR≥0.7	菌落黑色凸起, 周围有一浑浊带, 在其外层有一透明圈
	选择性计数		36 °C ± 1 °C 48h	ATCC25923	—	—	黑色菌落, 无浑浊带和透明圈
	特异性			表皮葡萄球菌 CMCC (B) 26069	—	—	—
	选择性			大肠埃希氏菌 ATCC 25922	G=0	G≤1	—
----- 以下为空白							

检验: 孙超

日期: 2022.1.21

