

检测报告

报告编号: 230808-02-01

环境条件: 温度 22 °C 相对湿度 52%

样品编号	230808-02-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	沙氏琼脂	样品货号	SP-004
样品批号	230808	检测日期	2023.8.11-8.14
检测参考依据	GB4789.28-2013		

声明: 根据客户要求完成检测结果, 检测仪适用于收到的样品。

检测结果			
检测项目	结果	参考范围	
外观	固体	固体	
色泽	淡黄色	淡黄色	
均一性	均一, 无杂质	良好	
分装量	23ml	23±0.2ml	
凝胶硬度	适中	软硬适中	
pH 值	5.66	5.6±0.2	
无菌性检查*	无菌生长	应无菌生长	
适用性检查			
试验菌株	培养条件	结果	参考范围
大肠埃希氏菌 ATCC 25922	于 30~35°C 培养 48h 计数	0.86	菌落回收率在 0.5~2 之间, 且菌落形态、大小与对照一致
白色念珠菌 CMCC (F) 98001	于 20~25°C 培养 72h 计数	0.88	
黑曲霉 CMCC (F) 98003		0.90	
*随机抽取 1%成品培养基, 分别置于 20~25°C 和 30~35°C 培养后观察结果, 所有平板无肉眼可见菌落记为无菌生长			
----- ----- 以下空白			

检验: 孙世君

日期: 2023.8.14

