

检测报告

报告编号: 260601-06-01

共 1 页, 第 1 页

样品编号	260601-06-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	BCYE 琼脂平板	产品货号	SP-007
产品批号	260601	检测日期	2026.6.1-6.4
检测参考依据	ISO 11731:1998		

声明: 根据客户要求完成检测结果, 检测仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		黑色不透明平板, 质地均匀无水珠和气泡, 厚度均匀; 平板表面平整, 光滑;		质地均匀、湿润, 无水珠、气泡; 厚度均匀; 表面平整光滑, 无突起, 凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度		3.23mm		大于 3mm		
	凝胶强度		适中		软硬适中		
	pH 值		6.75		6.9±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无杂菌		
	功能学分类	质控指标/方法	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
微生物学要求	选择性分离	特异性	36℃±1℃ 72h	嗜肺军团菌 ATCC 33152	符合		灰白色菌落, 边缘整齐, 湿润, 生长良好, 稍突起有光泽
		-----	-----	以下为空白			

检验: 9thh

日期: 2026.6.4

复核:

张博羽

日期:

2026.6.4

