

## 无锡市赛微生物技术有限公司检测中心

## 检测报告

报告编号：231127-04-01

共1页，第1页

样品编号	231127-04-01	样品规格	10皿/包
样品名称	哥伦比亚 CNA 血琼脂平板	样品货号	SP008
样品批号	231127	检测日期	2023.11.28-11.29
检验参考	GB 4789.28-2013、GB 4789.11-2014、YY/T 1239-2014		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测仅适用于收到的样品。

检测结果						
基本 要求	检测项目		结果		参考范围	
	外观		红色平板，质地均匀，无水珠和气泡；厚度均匀；平板表面平整，光滑；		质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。	
	琼脂厚度		3.14mm		大于 3mm	
	凝胶强度		适中		软硬适中	
	pH 值		7.32		7.3±0.2	
	微生物污染		无杂菌生长		无污染	
微生物 学要求	功能学 分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准
	鉴定	特异性	36°C±1°C 24h (厌氧)	β溶血性链球菌 ATCC 21059  粪肠球菌 ATCC 29212	灰白色菌落，半透明，边缘整齐，直径约 2~3mm，并产生 β型溶血  白色菌落	— —
				大肠埃希氏菌 ATCC 25922	抑制	— —
				以下为空白		

检验：蒋梦丽

日期：2023.11.29

复核：宁伟伟

日期：2023.11.29 检测专用章

