

检测报告

报告编号：260601-04-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260601-04-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	哥伦比亚 CNA 血琼脂平板	样品货号	SP-008
样品批号	260601	检测日期	2026.6.2-6.3
检验参考	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果			参考范围	
	外观		红色平板，质地均匀，无水珠和气泡； 厚度均匀； 平板表面平整，光滑；			质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀； 表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。	
	琼脂厚度		3.20mm			大于 3mm	
	凝胶强度		适中			软硬适中	
	pH 值		7.21			7.3±0.2	
	微生物污染		无杂菌生长			无污染	
	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
微生物学要求	生长率			乙型溶血性链球菌 CMCC (B) 32210	0.78	PR≥0.5	灰白色圆形表面凸起边缘整齐的光滑半透明菌落，周围有β溶血环
	选择性分离	特异性	36℃±1℃ 24h (厌氧)	肺炎链球菌 CMCC (B) 33412	—	—	白色圆形凸起菌落，菌落周围有α溶血环
	选择性			大肠埃希氏菌 ATCC 25922	0	G≤1	—
	-----			以下为空白			

检验： 符伟伟
日期： 2026.6.3

复核： 曾博羽
日期： 检测专用章