

# 检测报告

报告编号: 220117-02-01

共 1 页, 第 1 页

样品编号	220117-02-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐 (XLD) 琼脂平板	样品货号	SP011
样品批号	220117	检测日期	2022.1.18-11.19
检测依据	GB 4789.28-2013、YY/T 1239-2014、《中国药典》(2020 版) 四部 通则 0631		

声明: 根据客户要求完成检测结果, 检测仪适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目	结果	参考范围				
	外观	深红色平板, 质地均匀, 无水珠和气泡; 厚度均匀; 平板表面平整, 光滑;	质地均匀、湿润, 无水珠、气泡; 厚度均匀; 表面平整光滑, 无突起, 凹痕或裂痕。				
	琼脂厚度	3.11mm	大于 3mm				
	凝胶强度	适中	软硬适中				
	pH 值	7.46	7.4±0.2				
	微生物污染	无杂菌生长	无污染				
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选择性分离	生长率	36 °C ± 1 °C 18~24h	鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028	0.89	PR ≥ 0.5	黑色菌落
				福氏志贺氏菌 CMCC (B) 51572	0.88	PR ≥ 0.5	无色菌落, 无黑心
				大肠埃希氏菌 ATCC 25922	0	G < 5	黄色菌落
		选择性		金黄色葡萄球菌 ATCC 6538	0	G ≤ 1	—
	----- 以下为空白						

检验: 孙超

日期: 2021.11.19

