

检测报告

报告编号：260404-01-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260404-01-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	麦康凯琼脂平板	样品货号	SP014
样品批号	260404	检测日期	2026.4.7-4.8
检验依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		紫红色平板，质地均匀，无水珠和气泡； 厚度均匀，有胆盐刺激性气味； 平板表面平整，光滑；		质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀，有胆盐刺激性气味； 表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度		3.20mm		大于 3mm		
	凝胶强度		适中		软硬适中		
	pH 值		7.11		7.2±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选择性分离	生长率	36℃±1℃ 20h-24h	大肠埃希氏菌 ATCC 25922	0.96	PR≥0.5	粉红色菌落，有胆酸沉淀
				福氏志贺氏菌 CMCC (B) 51572	0.88	PR≥0.5	浅粉红色菌落
		选择性		金黄色葡萄球菌 ATCC 6538	0	G≤1	—
				以下为空白			

检验： 杨伟伟

日期： 2026.4.8

