

# 检测报告

报告编号: 230821-07-01

共 1 页, 第 1 页

样品编号	230821-07-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	伊红美蓝琼脂 (EMB)	样品货号	SP016
样品批号	230821	检测日期	2023.8.23-8.24
检测依据	GB 4789.28-2013		

声明: 根据客户要求完成检测结果, 检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果						
基本要求	检测项目	结果		参考范围		
	外观	暗红色平板, 质地均匀, 无水珠和气泡; 厚度均匀; 平板表面平整, 光滑;		质地均匀、湿润, 无水珠、气泡; 厚度均匀; 表面平整光滑, 无突起, 凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度	3.14mm		大于 3mm		
	凝胶强度	适中		软硬适中		
	pH 值	7.33		7.4±0.2		
	微生物污染	无杂菌生长		无污染		
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准 特征反应
选择性计数	生长率		36°C ± 1°C 24h	大肠杆菌 ATCC25922	0.88	PR ≥ 0.5 黑色菌落, 具有金属光泽
	特异性			鼠伤寒沙门氏菌 ATCC14028	—	— 菌落呈无色, 半透明
	选择性			金黄色葡萄球菌 ATCC6538	G=0	G < 5 —
	----- 以下为空白					

检验: 张程

日期: 2023.8.24

复核: 张程

日期: 2023.8.24

