

检测报告

报告编号: 230205-03-01

共1页, 第1页

样品编号	230205-03-01	样品规格	10皿/包
样品名称	PALCAM 琼脂平板	样品货号	SP019
样品批号	230205	检测日期	2023.2.7-2.9
检测依据	GB 4789.28-2013、YY/T 1239-2014、《中国药典》(2015版)四部 通则 0631		

声明: 根据客户要求完成检测结果, 检测结果仅适用于收到的样品。

基本 要求	检测项目	检测结果			参考范围	
		结果				
基本 要求	外观	红色平板, 质地均匀, 无水珠和气泡; 厚度均匀;	平板表面平整, 光滑;		质地均匀、湿润, 无水珠、气泡; 厚度均匀;	
	琼脂厚度	3.18mm			表面平整光滑, 无突起, 凹痕或裂痕。	
	凝胶强度	适中			大于 3mm	
	pH 值	7.41			软硬适中	
	微生物污染	无杂菌生长			7.3±0.2	
微生物 学要求	功能学 分类	质控 指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准
	选择性 分离	生长率 36 °C ± 1 °C 40~48h		单增李斯特氏菌 ATCC19115	0.89	PR ≥ 0.5
	选择性			大肠埃希氏菌 ATCC 25922	0	G ≤ 1
				粪肠球菌 ATCC 29212	0	G ≤ 1
				以下为空白		

检验: 孙佳

日期: 2023.2.9

