

检测报告

报告编号: 260402-04-01

共 1 页, 第 1 页

样品编号	260402-04-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	乙酰胺琼脂平板	样品货号	SP020
样品批号	260402	检测日期	2026.4.7-4.8
检测参考依据	GB 4789.28-2024		

声明: 根据客户要求完成检测结果, 检测仪适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		淡粉红色平板，质地均匀，无水珠和气泡； 厚度均匀； 平板表面平整，光滑；		质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀； 表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度		3.21mm		大于 3mm		
	凝胶强度		适中		软硬适中		
	pH 值		7.18		7.2±0.1		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
	微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准
选择性分离		生长率	36℃±1℃ 18~24h	铜绿假单胞菌 ATCC 27853	0.87	PR≥0.7	扁平菌落，边缘不整齐，周围略带粉红色
		选择性		大肠埃希氏菌 ATCC 25922	0	G≤1	—
		选择性		鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028	0	G≤1	—

以下为空白							

检验: 叶伟伟
日期: 2026.4.8

