

检测报告

报告编号: 220111-01-01

共 1 页, 第 1 页

样品编号	220111-01-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	乙酰胺琼脂平板	样品货号	SP020
样品批号	220111	检测日期	2022.1.18-1.20
检测参考依据	GB 4789.28-2013		

声明: 根据客户要求完成检测结果, 检测仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目	结果			参考范围		
	外观	淡粉红色平板, 质地均匀, 无水珠和气泡; 厚度均匀; 平板表面平整, 光滑;			质地均匀、湿润, 无水珠、气泡; 厚度均匀; 表面平整光滑, 无突起, 凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度	3.11mm			大于 3mm		
	凝胶强度	适中			软硬适中		
	pH 值	7.35			7.2±0.1		
	微生物污染	无杂菌生长			无污染		
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选择性分离	生长率	36 °C ± 1 °C 18~24h	铜绿假单胞菌 ATCC 27853	0.88	PR ≥ 0.7	扁平菌落, 边缘不整齐, 周围略带粉红色
		选择性		大肠埃希氏菌 ATCC 25922	0	G ≤ 1	—
				鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028	0	G ≤ 1	—
	----- 以下为空白						

检验: 孙连昆

日期: 2022.1.20

