

检测报告

报告编号：260511-05-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260511-05-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	十六烷三甲基溴化铵琼脂平板	样品货号	SP039
样品批号	260511	检测日期	2026.5.12-5.13
检测参考依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		淡黄色平板，质地均匀，无水珠和气泡； 厚度均匀； 平板表面平整，光滑；		质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀； 表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度		3.21mm		大于 3mm		
	凝胶强度		适中		软硬适中		
	pH 值		7.47		7.5±0.1		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
微生物学要求	功 能 学 类 别	质 控 指 标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选 择 性 分 离	生长率	36℃±1℃ 18~24h	铜绿假单胞菌 ATCC 27853	0.88	PR≥0.7	有绿色色素
				大肠埃希氏菌 ATCC 25922	0	G≤1	—
		选择性		金黄色葡萄球菌 ATCC 6538	0	G≤1	—
		----- 以下为空白					

检验：7月14日

日期：2026.5.13

