

检测报告

报告编号：260526-01-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260526-01-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	阪崎肠杆菌显色 (DFI) 培养基平板	样品货号	SP-101
样品批号	260526	检测日期	2026.5.27-5.28
检验依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		淡黄色平板，质地均匀，无水珠和气泡； 厚度均匀； 平板表面平整，光滑；		质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀； 表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度		3.19mm		大于 3mm		
	凝胶强度		适中		软硬适中		
	pH 值		7.41		7.3±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选择性分离	生长率	36℃±1℃ 24h±2h	阪崎克罗诺杆菌 ATCC 29544	0.93	PR≥0.5	蓝绿色菌落
		特异性		普通变形菌 CMCC（B）49027	—	—	无色菌落
				大肠埃希氏菌 ATCC 25922	—	—	无色菌落
				选择性	粪肠球菌 ATCC 29212	G=0	G≤1
	-----				-----		
以下为空白							

检验：Y/伟伟  
日期：2026.5.28

复核：贾博润  
日期：2026.5.28  
无锡市赛微生物技术有限公司检测专用章