

检测报告

报告编号：260526-04-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260526-04-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	志贺氏菌显色培养基平板	样品货号	SP103
样品批号	260526	检测日期	2026.5.27-5.28
检测依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		橘黄色平板，质地均匀，无水珠和气泡； 厚度均匀； 平板表面平整，光滑；		质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀； 表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度		3.19mm		大于 3mm		
	凝胶强度		适中		软硬适中		
	pH 值		7.32		7.3±0.1		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
	微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准
选择性分离		生长率	36℃±1℃ 18~24h	痢疾志贺氏菌 CMCC (B) 51105	0.82	PR≥0.5	白色，突起，有清晰环，无色素沉淀圈
				福氏志贺氏菌 CMCC (B) 51572	0.96	PR≥0.5	白色，突起，无色素沉淀圈
特异性				大肠埃希氏菌 ATCC 25922	——	——	黄色，有清晰环，无色素沉淀圈
				产气肠杆菌 ATCC13048	——	——	绿色菌落，无环和沉淀圈
选择性				金黄色葡萄球菌 ATCC 6538	G=0	G≤1	—
				以下为空白			

检验：丁伟伟

日期：2026.5.28

