

检测报告

报告编号：260316-01-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260316-01-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	沙门氏菌显色培养基平板	样品货号	SP-105
样品批号	260316	检测日期	2026.3.17-3.18
检验依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		无色透明平板，质地均匀，无水珠和气泡； 厚度均匀； 平板表面平整，光滑；		质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀； 表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度		3.20mm		大于 3mm		
	凝胶强度		适中		软硬适中		
	pH 值		7.29		7.2±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
	微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准
选择性分离		特异性	36℃±1℃ 18h~24h	肠沙门氏菌肠亚种 鼠伤寒血清型 ATCC 14028	0.90	PR≥0.5	淡紫色菌落
				大肠埃希氏菌 ATCC 25922	部分抑制	—	蓝绿色菌落
				奇异变形杆菌 CMCC (B) 49005	—	—	无色菌落
				金黄色葡萄球菌 ATCC 25923	G=0	G≤1	—
----- 以下为空白							

检验： 仵伟伟

日期： 2026.3.18

