

检测报告

报告编号：260511-03-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260511-03-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	OA 李斯特氏菌显色培养基平板	样品货号	SP-106
样品批号	260511	检测日期	2026.5.12-5.14
检验依据	GB 4789.28-2024 GB4789.30-2025		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果只对来样负责。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		淡黄色平板，质地均匀，无水珠和气泡； 厚度均匀； 平板表面平整，光滑，底层有沉淀；		质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀； 表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度		3.22mm		大于 3mm		
	凝胶强度		适中		软硬适中		
	pH 值		7.25		7.2±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
	微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准
选择性分离		生长率	36℃±1℃ 48h	单核细胞增生李斯特氏菌 ATCC 19115	0.94	PR≥0.5	蓝绿色菌落，有白色晕圈
		特异性		英诺克李斯特氏菌 ATCC 33090	—	—	蓝绿色菌落，无白色晕圈
				粪肠球菌 ATCC 29212	G=0	G≤1	—
		选择性		大肠埃希氏菌 ATCC 25922	G=0	G≤1	—
以下为空白							

检测： 伟伟

日期： 2026.5.14

