

检测报告

报告编号：260305-03-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260305-03-01	产品规格	10 皿/包
产品名称	弧菌显色培养基平板	产品货号	SP-107
产品批号	260305	检测日期	2026.3.6-3.7
检验依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果只对来样负责。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		淡黄色平板，质地均匀，无水珠和气泡； 厚度均匀； 平板表面平整，光滑；		质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀； 表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度		3.20mm		大于 3mm		
	凝胶强度		适中		软硬适中		
	pH 值		9.03		9.0±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
	微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准
选择性计数		特异性	36℃±1℃ 18h~24h	副溶血弧菌 ATCC 17802	0.76	PR≥0.5	淡紫色菌落
				溶藻弧菌 ATCC 33787	—	—	奶油状菌落
				霍乱弧菌 CICC 23794	—	—	蓝绿色菌落
				大肠埃希氏菌 ATCC 25922	G=0	G≤1	—

以下为空白							

检验： 邵伟伟
日期： 2026.3.7

复核： 贺梦琳
日期： 2026 专用章