

检测报告

报告编号：260409-03-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260409-03-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	大肠杆菌 O157 显色培养基平板	样品货号	SP-109
样品批号	260409	检测日期	2026.4.10-4.11
检测依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		淡黄色平板，质地均匀，无水珠和气泡； 厚度均匀； 平板表面平整，光滑，底层有沉淀；		质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀； 表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度		3.19mm		大于 3mm		
	凝胶强度		适中		软硬适中		
	pH 值		6.78		6.9±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
	微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准
选择性分离		生长率	36℃±1℃ 18h~24h	大肠埃希氏菌 0157: H7 CMCC(B)44939	0.85	PR≥0.5	淡紫色菌落
		特异性		大肠埃希氏菌 ATCC 25922	—	—	蓝色菌落
		选择性		奇异变形杆菌 CMCC (B) 49005	—	—	无色菌落
				粪肠球菌 ATCC 29212	G=0	G≤1	—

以下为空白							

检验： 叶伟伟

日期： 2026. 4. 11

