

检测报告

报告编号： 260320-03-01

环境条件：温度 22 ℃ 相对湿度 51 %

样品编号	260320-03-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	胰酪大豆胨琼脂平板	样品货号	SP-301
样品批号	260320	检测日期	2026.3.23-3.26
检验依据	GB4789.28-2024, 《中国药典》（2025 版）		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果只对来样负责。

检测结果				
检测项目	结果	参考范围		
外观	固体	固体		
色泽	淡黄色	淡黄色		
均一性	均一，无杂质	良好		
分装量	23ml	23±0.2ml		
凝胶硬度	适中	软硬适中		
pH 值	7.39	7.3±0.2		
无菌性检查*	无菌生长	应无菌生长		
最终灭菌方式	辐照灭菌	---		
适用性检查				
试验菌株	培养条件	结果	参考范围	
大肠埃希氏菌 CMCC（B）44102	于 30～35℃培养 48h 计数	0.97	菌落回收率在 0.5～2 之间，且菌落形态、大小与对照一致	
金黄色葡萄球菌 CMCC（B）26003		0.90		
枯草芽孢杆菌 CMCC（B）63501		0.85		
铜绿假单胞菌 CMCC（B）10104		0.87		
白色念珠菌 CMCC（F）98001	于 20～25℃培养 72h 计数	0.80		
黑曲霉 CMCC（F）98003		0.70		
*随机抽取 1%成品培养基，分别置于 20～25℃和 30～35℃培养后观察结果，所有平板无肉眼可见菌落记为无菌生长				

以下空白				

检验：[Signature]
日期：2026.3.26

复核：[Signature]
日期：[Signature]
检测专用章