

检测报告

报告编号： 260511-01-01

环境条件：温度 22 ℃ 相对湿度 51 %

样品编号	260511-01-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	胰酪大豆胨琼脂平板	样品货号	SP-301
样品批号	260511	检测日期	2026.5.12-5.15
检验依据	GB4789.28-2024, 《中国药典》（2025 版）		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果只对来样负责。

检测结果		
检测项目	结果	参考范围
外观	固体	固体
色泽	淡黄色	淡黄色
均一性	均一，无杂质	良好
分装量	23ml	23±0.2ml
凝胶硬度	适中	软硬适中
pH 值	7.38	7.3±0.2
无菌性检查*	无菌生长	应无菌生长
最终灭菌方式	辐照灭菌	---

适用性检查

试验菌株	培养条件	结果	参考范围
大肠埃希氏菌 CMCC (B) 44102	于 30~35℃培养 48h 计数	0.90	菌落回收率在 0.5~2 之间，且菌落形态、大小与对照一致
金黄色葡萄球菌 CMCC (B) 26003		0.93	
枯草芽孢杆菌 CMCC (B) 63501		0.80	
铜绿假单胞菌 CMCC (B) 10104		0.92	
白色念珠菌 CMCC (F) 98001	于 20~25℃培养 72h 计数	0.78	
黑曲霉 CMCC (F) 98003		0.76	

\*随机抽取 1%成品培养基，分别置于 20~25℃和 30~35℃培养后观察结果，所有平板无肉眼可见菌落记为无菌生长

-----  
-----  
  
以下空白

检验： 邵伟  
日期： 2026.5.15

复核： 曾海明  
日期： 2026.5.15  
检测专用章