

检测报告

报告编号： 260518-04-01

环境条件：温度 23 ℃ 相对湿度 46 %

样品编号	260518-04-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	R2A 琼脂平板	样品货号	SP-303
样品批号	260518	检测日期	2026.5.19-5.24
检验依据	GB4789.28-2024, 中国药典 2025 版		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果只对来样负责。

检测结果			
检测项目	结果	参考范围	
外观	固体	固体	
色泽	淡黄色	淡黄色	
均一性	均一，无杂质	良好	
分装量	23ml	23±0.2ml	
凝胶硬度	适中	软硬适中	
pH 值	7.25	7.2±0.2	
无菌性检查*	无菌生长	应无菌生长	
最终灭菌方式	辐照灭菌	---	
适用性检查			
试验菌株	培养条件	结果	参考范围
大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102	于 30～35℃ 培养 48h～120h 计数	0.80	菌落回收率在 0.5～2 之间，且菌落形态、大小与对照一致
金黄色葡萄球菌 CMCC（B）26003		0.96	
枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63501		0.82	
铜绿假单胞菌 CMCC（B）10104		0.81	
*随机抽取 1%成品培养基，分别置于 20～25℃和 30～35℃培养 14 天后观察结果，所有平板无肉眼可见菌落记为无菌生长			
-----			
-----			
以下空白			

检验： 7月19日  
日期： 2026.5.24

