

无锡市赛微生物技术有限公司检验中心

检测报告

报告编号：231218-01-01

环境条件：温度 22 ℃ 相对湿度 54 %

样品编号	231218-01-01	样品规格	10 ml/包
样品名称	胰酪大豆胨琼脂平板	样品货号	SP-401
样品批号	231218	检测日期	2023.12.18-12.21
检验依据	GB4789.28-2013, 《中国药典》(2020版)		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果只对来样负责。

检测结果			
检测项目	结果	参考范围	
外观	固体	固体	
色泽	淡黄色	淡黄色	
均一性	均一，无杂质	良好	
分装量	14ml	14±0.2ml	
凝胶硬度	适中	软硬适中	
pH值	7.36	7.3±0.2	
无菌性检查	无菌生长	应无菌生长	
最终灭菌方式	辐照灭菌	---	
适用性检查			
试验菌株	培养条件	结果	参考范围
大肠埃希氏菌 CMCC (B) 44102	于 30~35℃ 培养 48h 计数	0.73	菌落回收率在 0.5~2 之间，且菌落形态、大小与对照一致
金黄色葡萄球菌 CMCC (B) 26003		0.89	
枯草芽孢杆菌 CMCC (B) 63501		0.88	
铜绿假单胞菌 CMCC (B) 10104		0.75	
白色念珠菌 CMCC (F) 98001	于 20~25℃ 培养 72h 计数	0.81	
黑曲霉 CMCC (F) 98003		0.77	

*随机抽取 1% 成品培养基，分别置于 20~25℃ 和 30~35℃ 培养后观察结果，所有平板无肉眼可见菌落记为无菌生长

以下空白

检验： 宋梦珂

日期：2023.12.21

